

## Vedlegg 2: Flytdiagram over dekontamineringsprosessen

Manuell forvask, utføres på undersøkelserom	Manuell lekkasjetesting, utføres på dekontamineringsrom	Manuell rengjøring, utføres på dekontamineringsrom	Automatisk vaske-desinfeksjonsmaskin, utføres på dekontamineringsrom	Tørking og oppbevaring på dedikert oppbevaringsrom
<p>Rengjør ytre overflate</p> <p>Visuell inspeksjon</p> <p>Sett på skylleventil og skylt gjennom alle kanaler med lavtskummende nøytralt rengjøringsmiddel, minimum 250 ml</p> <p>Fjern overflødig vann fra kanalene ved å kun bruke rød sugeventil</p> <p>Koble endoskopet fra prosessor</p> <p>Sett på vanntett lokk på konnektordelen</p> <p>Legges i lukket beholder merket som kontaminert</p> <p>Transporteres til skyllerom/ dekontamineringsrom</p> <p>Holdes fuktig inntil videre vask og desinfeksjon</p>	<p>Fjern alle løse deler</p> <p>Kast alle engangs løse deler</p> <p>Kast flergangs biopsiventil dersom brukt</p> <p>Koble til lekkasjetesteren</p> <p>Senk hele endoskopet i vann uten rengjøringsmiddel</p> <p>Utfør lekkasjetest, med fullstendig vinkling av manøverhjulene</p> <p>Fjern trykket og koble fra lekkasjetesteren</p> <p>Dersom lekkasje følg lokal prosedyre</p>	<p>Vanntemperatur og rengjøringsmiddel etter produsentens anbefalinger</p> <p>Senk hele endoskopet i vann tilsatt rengjøringsmiddel</p> <p>Vask på nytt over innføringsslangen med en løfri klut, spesielt over linsen</p> <p>Børst alle tilgjengelige kanaler med egnet rengjøringsbørste</p> <p>Sett på utstyr for skylning av ekstrakanal, og skylt gjennom etter produsentens instruksjoner</p> <p>Sikre at alle kanaler er i kontakt med rengjøringsmiddelet</p> <p>Vask og børst alle flergangs løse deler</p> <p>Skylt i separat vask</p> <p>Fjern skylleslange for ekstrakanal</p> <p>Bruk godkjent kurv for tilleggsutstyr</p>	<p>VD skal kun betjenes av opplært personell</p> <p>Følg alltid leverandørens anbefalinger angående type vaske- og desinfeksjonsmidler</p> <p>Følg leverandørens krav til testing, validering og vedlikehold av maskinen</p> <p>Alle løse deler skal følge det enkelte skop i vask og desinfeksjonsprosessen</p> <p>VD må kunne gjennomskylle alle kanaler, og ha flowmonitorering for hver kanal</p> <p>I den endelige skylleprosessen må det brukes bakteriefritt vann</p>	<p>Tørkeskap/ oppbevaringsskap skal plasseres på et dedikert rent område, og ikke i undersøkelserom</p> <p>Tørkeskap/oppbevaringsskap må kun betjenes av opplært personell.</p> <p>Maks oppbevaringstid: 7 døgn (Konsensus)</p> <p>Distal ende av skopet skal ikke berøre gulvet i tørkeskapet/oppbevaringsskapet</p> <p>Endoskopene må ikke berøre hverandre</p> <p>Tilkoblingsslangene i tørkeskapet må ikke berøre gulv ved vertikal lagring eller tak og vegger i hyllen ved horisontal lagring</p> <p>Bruk kun leverandørens anbefalinger angående matter i bunnen av tørkeskapet</p>