

	Oversikt ulike dren	
	Vedlegg	Gyldig fra: 24.03.2011
Organisatorisk plassering: Helse Vest RHF regionale dokumenter - Helsefaglige retningslinjer		
Dok. eier: <ikke styrt>	Dok. ansvarlig: Anne Dalheim	

Åpne eller lukkede dren

- Åpne dren hvor væsken renner inn i en bandasje eller stomipose.
- Lukkede dren leder væsken inn i en pose eller flaske. Generelt har lukkede dren mindre infeksjonsrisiko enn åpne dren

Aktiv eller passive dren

- Aktive dren har vedvarende vakum (sug) som kan være lavt eller høyt trykk
- Passive dren har ikke sug og drenasjen skjer ved trykkforskjeller mellom kroppshulrom og kroppens utside.

Silikon eller gummi

- Dren av silikon er myke og er dermed mer vevsvennlig
- Røde gummidren kan medføre vevsirritasjon

Klassifisering av dren

Type dren	Eks. på lukkede dren	Eks. på åpne dren
Vakum (aktive dren)	Exudrain™ Abdovac™ VAC assistert lukking av sår	Ikke aktuelt
Passive dren	T – dren Pigtail - dren	Bølgedren Penrosedren