

Inhalasjonsbehandling til barn med bruk av Pari LC Sprint

Lag til forordnet medikament. Medikament og fysiologisk saltvann skal til sammen være 2 ml

Telle respirasjonsfrekvens før du starter inhalasjonen. Observer barnets inndragninger, hoste og allmenntilstand. Måle SaO₂

Sjekk at forstøveren er tom før du tar medikament og saltvann oppi

Hold masken som skal dekke over nese og munn tett inntil ansiktet. Prøv evt. munnstykke til barn over 7 år

Skru opp oksygenflow til 6 - 8 liter

Prøv å avlede barnet med sang, leker og lett banking

Urolig barn

Prøv med narresmøkk

Dersom fortsatt urolig barn,
vurder å ta vekk narresmøkken

Rolig barn

Fortsett til all inhalasjonsvæsken er forstøvet. Man hører på lyden når det er tomt

Forstøverenheten henges tilbake, men tømmes først for evt. kondensvæske. Forstøveren skal skiftes daglig. Ved rengjøring demonteres forstøveren og vaskes i instrumentvaskemaskin. Oksygenlangen skal ikke rengjøres, men skiftes mellom hver pasient

Steroider skal gis etter 10 minutter. Skal steroider gis på forstøver, brukes egen forstøver. Forstøver til steroider skal demonteres, skylles og lufttørkes etter hvert bruk. Skyll munn og vask rundt munnen etter steroider er gitt

Tell respirasjonsfrekvens 10 – 15 minutter etter inhalasjon er gitt. Observer allmenntilstand, bruk av hjelpemuskulatur og hoste. Vurder om hosten er produktiv eller hard. Måle SaO₂. Observasjonene noteres i sykepleiedokumentasjon